



Instrucciones para el paciente para usar El DREAM prueba de sueño en casa Advanced Sleep Medicine Services

Usando su teléfono inteligente, busque el correo electrónico de nuestro proveedor de software, Sleepifi.

1. Después de recibir la derivación de su médico, le enviaremos un correo electrónico. La línea de asunto es "MESSAGE FROM YOUR PHYSICIAN " y el remitente es nuestro proveedor de software, Sleepifi.
2. Abra el correo electrónico con su teléfono inteligente.
3. El correo electrónico incluye un botón para descargar la aplicación. El botón dice " **Android users click here** " o " **Apple users click here** ". Haga clic y descargue la aplicación.
4. Abre la aplicación.
5. Lea y acepte todos los términos y condiciones y complete la información requerida.



Emparejamiento del dispositivo:

6. Los usuarios de Android DEBEN hacer clic en "While using this app" para otorgar acceso a Bluetooth. Los usuarios de Apple DEBEN hacer clic en "OK" para otorgar acceso a Bluetooth.

Uso del dispositivo: 2 noches de pruebas

7. A la hora de acostarse, conecte su teléfono a una fuente de energía y abra la aplicación Sleepifi.
8. Coloca el Dream en tu muñeca y el sensor gris en tu dedo, luego enciende el dispositivo.
9. Presione Escanear y toque la imagen del dispositivo Dream para conectarlo a la aplicación.
10. Ingrese su nombre y otros campos, haga clic en el botón y Iniciar grabación.

Nota: La prueba es para DOS NOCHES DE PRUEBA para ayudar a garantizar que la prueba sea precisa y completa. Usa el Dream en 2 noches consecutivas.

Nota: Si necesitas levantarte de la cama y del teléfono, puedes hacerlo. Solo asegúrese de que su teléfono esté dentro del alcance del sensor cuando regrese a la cama. Debe estar en cama durante al menos 4 horas para garantizar una prueba exitosa.

Nota: Si usa un dispositivo CPAP, no use el dispositivo CPAP la noche de la prueba (a menos que su médico le indique lo contrario). Queremos medir su sueño sin el CPAP.

Nota: Después de la 2.ª noche de pruebas, envíenos el dispositivo Dream en el sobre de devolución prepago.



VIDEO INSTRUCTIONS
Dream Home Sleep Test

Para obtener asistencia fuera del horario de atención, contáctenos al (855) 472-8776 o envíenos un correo electrónico a support@sleepifi.com
Durante el horario comercial, comuníquese con nosotros al (877) 775-3377 o customerservice@sleepdr.com